




EUROArray STI (IVD)

Nachweis von bis zu 11 relevanten sexuell übertragbaren Erregern in einem Test

BAKTERIEN	PROTOZOEN
<i>Chlamydia trachomatis (CT)</i>	<i>Trichomonas vaginalis (TV)</i>
<i>Haemophilus ducreyi (HD)</i>	VIREN
<i>Mycoplasma genitalium (MG)</i>	Herpes-simplex-Virus 1 (HSV-1)
<i>Mycoplasma hominis (MH)</i>	Herpes-simplex-Virus 2 (HSV-2)
<i>Neisseria gonorrhoeae (NG)</i>	
<i>Treponema pallidum (TP)</i>	
<i>Ureaplasma parvum (UP)</i>	
<i>Ureaplasma urealyticum (UU)</i>	

- Zuverlässiger, DNA-basierter Nachweis von 11 sexuell übertragbaren Erregern
- Identifizierung von Erregern, die schwer oder nicht kultivierbar sind
- Einfache Detektion von Mehrfachinfektionen

EUROArray STI (Bestell-Nr. MN 2830-####)



####: Detaillierte Informationen zu den erhältlichen Testkitformaten finden Sie unter www.euroimmun.de.

- Vollautomatische Auswertung
- Integrierte Kontrollen für alle Arbeitsschritte
- Einfache Testdurchführung – nur eine PCR, gebrauchsfertige Reagenzien
- Modulare und effiziente Automatisierung