



Immunoblot-PreQ

Vorbestückte (pre-equipped, PreQ) Inkubationsrinnen zur vollautomatischen Abarbeitung der EUROLINE-Blotstreifen



- ✓ **Geringster manueller Arbeitsaufwand** dank Vorbestückung der Inkubationsrinnen
- ✓ **Zuverlässige Fixierung** der Blotstreifen am Boden der Rinnen
- ✓ **Anwenderfreundliches, patentiertes* Stecksystem** ermöglicht flexible Zusammenstellung der Blotwannen
- ✓ **Vollautomatische Inkubation und Auswertung** mit EUROBlotOne und EUROLIne-Scan-Software

Derzeit erhältliche Immunoblot-PreQ-Produkte für die Autoimmun- und Infektionsdiagnostik

Bestellnr.	Produkt
DL 1111-5001-7 G	EUROLINE Paraneoplastische neurologische Syndrome 12 Ag (IgG)
DL 1300-5001-4 G	EUROLINE Autoimmune Lebererkrankungen (IgG)
DL 1360 A	EUROLINE Autoimmune Gastrointestinalerkrankungen (IgA)
DL 1360 G	EUROLINE Autoimmune Gastrointestinalerkrankungen (IgG)
DL 1530-5001-4 G	EUROLINE Autoimmune Inflammatorische Myopathien 16 Ag (IgG)
DL 1530-5001-7 G	EUROLINE Autoimmune Inflammatorische Myopathien 16 Ag et cN-1A (IgG)
DL 1532-5001 G	EUROLINE Systemsklerose-Profil (IgG)
DL 1590-5001-3 G	EUROLINE ANA-Profil 3 (IgG)
DL 1590-5001-8 G	EUROLINE ANA-Profil 1 (IgG)
DL 1590-5001-23 G	EUROLINE ANA-Profil 23 (IgG)
DL 1590-5001-30 G	EUROLINE ANA-Profil 3 plus DFS70 (IgG)
DL 1590-5001-33 G	EUROLINE ANA-Profil et Mi-2, Ku, DFS70 (IgG)
DL 1590-5001-35 G	EUROLINE Cytoplasma-Profil (IgG)
DN 2131-0510 G	Anti-Borrelia-EUROLINE-RN-AT (IgG)
DN 2131-0510 M	Anti-Borrelia-EUROLINE-RN-AT (IgM)
DN 2131-0510-2 M	Anti-Borrelia-EUROLINE-RN-AT-adv (IgM)
DN 2790-0510-2 G	EUROLINE Anti-EBV-Profil 2 (IgG)
DN 2790-0510-2 M	EUROLINE Anti-EBV-Profil 2 (IgM)
DL 0160-5001 G	EUROLINE Validierung
ZG 0150-0101-146	Positionierungshilfe für EUROBlotOne (Fixierung der Inkubationsrinnen)

* Europäische Patente EP3025779, EP3025780